

Magnetická míchačka serie Guardian 3000

30680278 Magnetická míchačka G31HSRDS s ohřevem, série Guardian 3000

Parametry:

Kulatá topná deska průměr 13,5 cm, nerezová ocel potažená keramikou,
max teplota 380 °C, otáčky 200-1600 ot/min, max kapacita 15 L

Série Guardian 3000 jsou topné desky a magnetické míchačky, u kterých se teplota a otáčky nastavují pomocí otočných knoflíků a nastavované údaje lze kontrolovat na **dobře čitelném LCD displeji**. Mají LED kontrolku pro indikaci ohřevu a míchání, dále pak indikátor zbytkového tepla při teplotách nad 40 °C. Topná deska je osazena dvěma teplotními čidly, která monitorují rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše a v případě odchylky o cca 25 °C dojde k automatickému vypnutí ohřevu (funkce SafetyHeat). Tyto digitální přístroje najdou své uplatnění ve všech typech laboratoří.



**Akční cena
322 EUR
bez DPH**



Platnost akce do 28.6.2024

Magnetická míchačka serie Guardian 2000

30680269 Magnetická míchačka G21HSRDS s ohřevem, série Guardian 2000

Akční cena 243 EUR bez DPH

30680275 Magnetická míchačka G21STRDS bez ohřevu, série Guardian 2000

Akční cena 209 EUR bez DPH

30680272 Topná deska G21HPRDS, série Guardian 2000

Akční cena 197 EUR bez DPH

Parametry:

Kulatá topná deska průměr 13,5 cm, nerezová ocel potažená keramikou, max teplota 380 °C, otáčky 200-1600 ot/min, max kapacita 15 L

Série Guardian 2000 jsou topné desky a magnetické míchačky, u kterých se teplota a otáčky nastavují pomocí analogového knoflíku **bez možnosti kontroly na displeji**. Mají pouze LED kontrolku pro indikaci ohřevu a míchání, dále pak indikátor zbytkového tepla. Tyto analogové přístroje najdou své uplatnění ve všech typech laboratoří, především pak v malých laboratořích.



Platnost akce do 28.6.2024